



Termoterapia

Chattanooga es famoso por su producto de "Frío y Calor" en todo el mundo.

Chattanooga es el inventor de los HotPacs y de las Unidades de calor Hydrocollator.

Estos productos completamente naturales fueron los primeros en el mercado, hace más de 60 años, y siguen siendo la primera opción de los fisioterapeutas y otros profesionales de la salud cuando necesitan terapia de calor o frío.

Los HotPacs generan calor húmedo profundo que ofrece mayores ventajas comparado al calor seco, para aliviar el dolor crónico de artritis, tensiones musculares agudas y molestias músculo-esqueléticas en general.

Paralelo a la terapia de calor húmedo, Chattanooga ha establecido también el estándar en la terapia de frío con la gama original ColPaC, que ahora se vende en todo el mundo.



Unidades de termoterapia móviles Hydrocollator®

Información de pedido	
Referencia	Descripción
Hydrocollator Móvil M-2	
2407	Tanque de 220 V
Accesorios Estándar	
1006	HotPacs de talla estándar (12 unidades)
Hydrocollator Móvil M-4	
2506	Tanque de 220 V
Accesorios Estándar	
1006	HotPacs de talla estándar (24 unidades)
Hydrocollator Móvil SS-2	
2307	Tanque de 220 V
Accesorios Estándar	
1006	HotPacs de talla estándar (8 unidades)

Especificaciones técnicas	
Hydrocollator Móvil M-2	
Fuente de alimentación:	110~240 V 50/60 Hz
Consumo de energía:	1000 W
Peso:	39 kg
Dimensiones*:	67 x 40 x 84 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	EN 60601-1
Hydrocollator Móvil M-4	
Fuente de alimentación:	110~240 V 50/60 Hz
Consumo de energía:	1500 W
Peso:	60 kg
Dimensiones*:	89 x 51 x 84 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	EN 60601-1
Hydrocollator Móvil SS-2	
Fuente de alimentación:	110~240 V 50/60 Hz
Consumo de energía:	1000 W
Peso:	30 kg
Dimensiones*:	53 x 41 x 84 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	EN 60601-1
* Dimensions are listed as L x W x H	



Características

Tanques de Termoterapia Móviles Hydrocollator

Tanques de agua duraderos en acero inoxidable para los Hydrocollator HotPacs de calor húmedo. Los tanques están controlados termostáticamente para garantizar la temperatura terapéutica ideal de los HotPacs. Hydrocollator sigue siendo la unidad de calefacción de referencia con la que se comparan y valoran las demás unidades. ¡Su vida útil en una clínica es casi indefinida!

- Aislamiento completo con fibra de vidrio para evitar la pérdida de calor
- Diseño en acero inoxidable resistente y fiable
- Fácil de llenar con agua. No necesita instalación.
- La temperatura de los HotPacs se mantiene constante.
- Los tanques Móviles llevan incorporadas ruedecillas giratorias de goma de 8 cm para permitir que se desplacen sin rozamiento alguno por la clínica.
- Un año de garantía

	M-2	M-4	SS-2	E-2	E-1
Capacidad del tanque	69 L	136 L	49 L	43 L	15 L
Rango de temperatura	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C
Temperatura de parada térmica	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C
Precisión	10%	10%	10%	10%	10%
Tiempo de calentamiento (a 70°C)	8 h	8 h	4 h	4 h	2 h
Tiempo de enfriamiento 70°C)	3 h	4 h	4 h	2 h	1 h
Aislamiento de fibra	Sí	Sí	Sí	No	No

Unidades de termoterapia fijos Hydrocollator®



E-1

E-2

Accesorios para Hydrocollator

Estante lateral de camilla

La superficie de trabajo en acero inoxidable y las baldas de rejilla añaden eficiencia a las unidades. Hay estantes disponibles para ajustarse a la mayoría de los modelos (M-4, M-2).

Calentadores de lociones

Mantiene la loción de masaje y el gel de ultrasonidos a una temperatura agradable. Se acopla fácilmente a cualquier pared o camilla de tratamiento. El calentador de lociones mini se cuelga de la parte frontal de los tanques de calefacción Hydrocollator E-1 o E-2 (frascos no incluidos).

Estante para toallas de montaje en pared

El estante de acero inoxidable ofrece un modo práctico de secar o guardar las toallas y fundas de toalla (toallas no incluidas).



Información de pedido

Referencia	Descripción
Hydrocollator Fijo E-1	
2107	Tanque de 220 V
Accesorios Estándar	
1006	HotPacs de talla estándar (4 unidades)
Hydrocollator Fijo E-2	
2806	Tanque de 220 V
Accesorios Estándar	
1006	HotPacs de talla estándar (3 unidades)
1004	HotPacs de talla extragrande (2 unidades)
1002	HotPac para contorno del cuello (1 unidad)
Accesorios para Hydrocollator	
Estante lateral de camilla	
4010	Estante lateral de camilla
4230	Bandeja extra para el estante lateral de camilla
Calentador de lociones eléctrico TM-1	
4012	Calentador de lociones eléctrico TM-1 (sólo 110 V)
Calentador de lociones no eléctrico mini	
22100	Calentador de lociones mini
Termómetro con indicador (no se muestra)	
4228	Termómetro con indicador
Estante para toallas de montaje en pared	
4016	Estante para toallas de montaje en pared (5 x 84 cm)

Especificaciones técnicas

Hydrocollator Fijo E-1	
Fuente de alimentación:	110~240 V 50/60 Hz
Consumo de energía:	1000 W
Peso:	7 kg
Dimensiones*:	33 x 20 x 41 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	EN 60601-1
Hydrocollator Fijo E-2	
Fuente de alimentación:	110~240 V 50/60 Hz
Consumo de energía:	1000 W
Peso:	14 kg
Dimensiones*:	38 x 33 x 51 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	EN 60601-1
* Dimensiones are listed as L x W x H	

Información de pedido

Referencia Descripción

Hydrocollator HotPac - Moist Heat Hot Pack

A 1008	23 cm x 39 cm
B 1010	25 cm x 61 cm
C 1004	Talla extragrande, 38 cm x 61 cm
D 1002	Contorno del cuello, 61 cm
E 1014	Talla media 13 cm x 30 cm
F 1006	Estándar, 25 cm x 30 cm
G 1012	Rodilla-hombro, 25 cm x 50 cm

Hydrocollator® HotPacs™



Características

Hydrocollator HotPac original

Los Hydrocollator HotPacs de calor húmedo son la primera opción para fisioterapeutas, médicos, quiroprácticos, entrenadores de atletismo y kinesiólogos desde hace casi 60 años. Chattanooga Group es el inventor de Hydrocollator HotPac original y se enorgullece de seguir produciendo hoy este producto de modo totalmente natural. Los beneficios de la terapia con calor húmedo sobre el calor seco están bien documentados en lo que respecta al alivio de dolencias como la artritis, miofibrosis, dolor de espalda, esguinces y espasmos musculares.

Hydrocollator® Hotpacs

- Ocho tamaños de HotPac diseñados para ajustarse a cada contorno del cuerpo
- Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso y calmante
- Lengüetas marrones en la mayoría de los HotPacs para agilizar su rotación en clínicas muy concurridas
- Rentables, cada HotPac ofrece cientos de tratamientos
- Paquetes totalmente naturales que contienen bentonita, un hidrocoloide natural de relleno, envuelto en un tejido de mezcla de algodón
- Un año de garantía



Terry Covers (Fundas de Felpa)



Características

Fundas de felpa

- Para uso institucional de gran volumen
- Cierres de velcro (gancho y trabilla) para evitar que se abran o resbalen

Fundas de felpa rellenas de espuma

- Para uso doméstico o clínico
- Capa de espuma de poliuretano entre las dos capas de toalla
- Disponible con o sin bolsillos

Carros de Acero Inoxidable



Información de pedido

Referencia	Descripción
------------	-------------

Fundas de Felpa

1118	Estándar, 48 cm x 69 cm
1126	Talla extragrande, 61 cm x 91 cm
1104	Contorno del cuello, 64 cm x 46 cm
1131	Funda de toalla para el contorno de la mano, 28 cm x 36 cm
1132	Bolsillo doble para el contorno de la mano, 58 cm x 36 cm

Fundas de felpa rellenas de espuma

1102	Talla estándar, 48 cm x 69 cm
1124	Talla extragrande, 61 cm x 91 cm
1120	Contorno del cuello, 64 cm x 41 cm

Fundas de felpa de bolsillo rellenas de espuma

1108	Estándar, 43 cm x 69 cm
1110	Bolsillo extragrande, 61 cm x 91 cm

Juegos de Hydrocollator HotPac

Combina un HotPac y una funda de toalla rellena de espuma en el paquete al por menor.

1064	Juego estándar
1062	Juego para el cuello

Carros de Acero Inoxidable

4002	Modelo MB, diseñado para las Unidades de Calefacción E-2 y E-1 51 x 48 x 43 cm (20"H x 19"W x 17"D)
4004	Modelo MB-T, diseñado para las unidades fijas, y las Unidades de Ultrasonidos y de Electroterapia 76 x 48 x 43 cm (30"H x 19"W x 17"D)
4018	Modelo MB-TD, diseñado para las Unidades de Calefacción y las Unidades de Electroterapia. Incluye cajón para accesorios 76 x 48 x 43 cm (30"H x 19"W x 17"D)