

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

## Referencia Descripción

## Tracción Cervical Saunders

199594 Tracción Cervical Saunders

## Accesorios Estándar

700723 Cinta de cabeza y almohadillas

700472 Kit de reemplazo Bomba de mano

700724 Ajustador de ángulo

96459 Bolsa de transporte

360365 Guía del usuario

## Tracción Lumbar HomeTrac Saunders

199603 Tracción Lumbar HomeTrac Saunders

## Accesorios Estándar

101130 Kit de reemplazo Bomba de mano

14-9964 Bolsa de transporte y Arneses

700664 Guía del usuario

70066-001 Arneses superiores

700667-001 Arneses inferiores

UNIDADES DE TRACCIÓN SAUNDERS®  
PARA USO DOMÉSTICO

## CARACTERÍSTICAS

## Seguro

- Una alternativa probada a la cirugía para algunos pacientes
- Las fuerzas de tracción se dirigen a la parte posterior de la cabeza para evitar la compresión de la ATM (Articulación Temporo Mandibular)
- El indicador de presión fácil de leer proporciona el control total de la fuerza en todo momento
- La válvula de descarga limita la cantidad de fuerza que se puede aplicar
- La superficie sin fricción de Lumbar HomeTrac garantiza un movimiento suave

## Efectivo

- Una opción rentable para la atención clínica continuada
- El innovador diseño de la unidad de tracción cervical Saunders para uso en el hogar imita la tracción clínica y promueve la consistencia del tratamiento
- Las alternativas de colocación de la unidad de tracción cervical para uso doméstico permite diversas opciones de tratamiento para el médico

- El sistema neumático patentado garantiza una precisión de fuerza fiable y un rendimiento sin fugas
- El diseño de la camilla dividida Lumbar HomeTrac y la superficie de tratamiento en movimiento activo imita la tracción clínica y promueve la consistencia del tratamiento

## Facilidad de uso

- Una solución de tratamiento portátil que aumenta la conformidad y satisfacción del paciente
- Cuñas de autoajuste patentadas para el cuello garantizan un ajuste perfecto de la unidad de tracción cervical Saunders para uso doméstico
- El diseño de bomba patentado incorpora un sencillo mecanismo "clic en posición".
- La rápida y sencilla preparación del paciente permite practicar la tracción en el hogar sin ayuda alguna
- Los cinturones antideslizantes de Lumbar Home Trac sujeta con seguridad el paciente al dispositivo

